

# LANG<sup>®</sup>

Desde 1928

Fabricação de Instrumental Cirúrgico

Kit de ATM LANG,  
fabricado no Brasil  
com tecnologia Alemã.

AGORA COM  
PREÇO ESPECIAL,  
APROVEITE!



LANG<sup>®</sup>  
Desde 1928



ISO  
13485

Fabricação de Instrumental Cirúrgico

Avenida das Américas, nº 3.200, bloco 1, sala 119  
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.640-102

Telefone: (21) 3539 - 0660 • 3539 - 0650

FAX: (21) 3539 - 0666

E-mail: atendimento@langmedical.com.br

Aceitamos cartão BNDES



www.lang.com.br

## Kit para ATM Descartável

Indicado para cirurgias minimamente invasivas da Articulação Temporomandibular

Reg. Anvisa: 80123900032

# Kit para ATM

## Descartável

Reg. Anvisa: 80123900032


Indicado para cirurgias minimamente invasivas da Articulação Temporomandibular



O inovador Kit de ATM da LANG tem em sua apresentação instrumentais para reprodução de variadas técnicas cirúrgicas e de diagnóstico em ATM.

### Óticas

- Óticas de 0 e 30 graus
- 80mm de comprimento
- 1,9mm de diâmetro
- Camisa com engate rápido.



### Pinça tipo jacaré

- Fabricada com manopla de Titânio
- Menor peso
- Maior precisão

### Detalhe das pontas



### Compõem o kit:

Descrição	Legenda
1	Trocater piramidal
2	Espátula cortante
3	Espátula angulada
4	Sonda romba
5	Trefina
6	Espátula guia dupla
7	Sonda tipo bola
8	Faca cortante
9	Gancho
10	Bainha para o instrumental
11	Agulha de passagem de fio
12	Agulha ponta protegida

