


# Intermaxilar 2.0

## Sistema para Fixação Intermaxilar 2.0

A MDT lança no mercado o Sistema para Fixação Intermaxilar 2.0. Um sistema completo para fixação e bloqueio intermaxilar (maxila e mandíbula) durante e após o procedimento cirúrgico de osteosíntese buco maxilo facial ou também para oclusão dentária em procedimentos de redução fechada de fratura.



Parafuso autoperfurante de fácil introdução.



Parafusos em titânio, no diâmetro de 2.0 mm por 08, 10, 12 e 14 mm de comprimento.



Chave Cross Drive com Engate Rápido para introdução do parafuso.



Chave Hexagonal com Engate Rápido para retirada do parafuso sem risco de espanar.

Entre em contato conosco e faça já o seu pedido, entrega imediata.